




bti[®]

Human
Technology

**TRANSEPITHELIALS
COMPATIBLE WITH
MULTI-IM[®]**



Human Technology

TRANSEPIITHELIALS

COMPATIBLE WITH MULTI-IM®



*They are screwed into the corresponding implant at **35 Ncm** and the prosthesis will be fixed onto them at **20 Ncm** with the **TTMIR screw**.*

ABUTMENTS FOR RESTORING THE MOST IMPORTANT SYSTEMS ON THE MARKET

BTI® compatible transepithelials are a range of abutments that **are screwed into the implants of other systems on the market, converting them into a MULTI-IM®**, for restoration as such.

Appropriate for multiple screw-retained restorations in patients with implants of different systems, who require a conventional or CAD/CAM prosthesis.

SLEEVE
WITHOUT TREATMENT
Ti-Golden®



SCREW WITH
TREATMENT
Ti-Black®



HANDLE



**THE ABUTMENT IS STERILISED
AND BLISTER PACKED (HEAT SEALED).**

ASTRA



TX \varnothing 3.5 - \varnothing 4.0

Narrow platform

TMIAT3505 · Height 0.5 mm.
TMIAT3510 · Height 1 mm.
TMIAT3520 · Height 2 mm.
TMIAT3530 · Height 3 mm.
TMIAT3540 · Height 4 mm.



TXS \varnothing 4.2

Regular platform

TMIATC4205 · Height 0.5 mm.
TMIATC4210 · Height 1 mm.
TMIATC4220 · Height 2 mm.
TMIATC4230 · Height 3 mm.
TMIATC4240 · Height 4 mm.



TX \varnothing 4.5 - \varnothing 5.0

Wide platform

TMIAT4505 · Height 0.5 mm.
TMIAT4510 · Height 1 mm.
TMIAT4520 · Height 2 mm.
TMIAT4530 · Height 3 mm.
TMIAT4540 · Height 4 mm.

AVINENT



TXS \varnothing 4.8

Wide platform

TMIATC4805 · Height 0.5 mm.
TMIATC4810 · Height 1 mm.
TMIATC4820 · Height 2 mm.
TMIATC4830 · Height 3 mm.
TMIATC4840 · Height 4 mm.



HI \varnothing 3.5

Narrow platform

TMIAH3510 · Height 1 mm.
TMIAH3520 · Height 2 mm.
TMIAH3530 · Height 3 mm.
TMIAH3540 · Height 4 mm.



HI \varnothing 4.1

Regular platform

TMIAH4105 · Height 0.5 mm.
TMIAH4110 · Height 1 mm.
TMIAH4120 · Height 2 mm.
TMIAH4130 · Height 3 mm.
TMIAH4140 · Height 4 mm.

BEGO



SEMADOS \varnothing 4.1

TMIAH4105 · Height 0.5 mm.
TMIAH4110 · Height 1 mm.
TMIAH4120 · Height 2 mm.
TMIAH4130 · Height 3 mm.
TMIAH4140 · Height 4 mm.



DM \varnothing 3.5

TMINANP10 · Height 1 mm.
TMINANP20 · Height 2 mm.
TMINANP30 · Height 3 mm.
TMINANP40 · Height 4 mm.

BIOHORIZONS



INTERNA NP \varnothing 3.5

Narrow platform

TMIZSNP10 · Height 1 mm.
TMIZSNP20 · Height 2 mm.
TMIZSNP30 · Height 3 mm.
TMIZSNP40 · Height 4 mm.



INTERNA RP \varnothing 4.5

Regular platform

TMIBHRP4110 · Height 1 mm.
TMIBHRP4120 · Height 2 mm.
TMIBHRP4130 · Height 3 mm.

BIOTECH



BIS CONIC \varnothing 3.4

Narrow platform

TMIBB3420 · Height 2 mm.
TMIBB3430 · Height 3 mm.
TMIBB3440 · Height 4 mm.



BIS CONIC \varnothing 3.9

Regular platform

TMIBB3910 · Height 1 mm.
TMIBB3920 · Height 2 mm.
TMIBB3930 · Height 3 mm.
TMIBB3940 · Height 4 mm.



EXTERNA \varnothing 3.6

Regular platform

TMIBE3610 · Height 1 mm.
TMIBE3620 · Height 2 mm.
TMIBE3630 · Height 3 mm.
TMIBE3640 · Height 4 mm.

CAMLOG



SCREWLINE ø 3.3 ●

Super narrow platform

TMICSSN10 · Height 1 mm.
TMICSSN20 · Height 2 mm.
TMICSSN30 · Height 3 mm.
TMICSSN40 · Height 4 mm.



SCREWLINE ø 3.8 ●

Narrow platform

TMICSN10 · Height 1 mm.
TMICSN20 · Height 2 mm.
TMICSN30 · Height 3 mm.
TMICSN40 · Height 4 mm.



SCREWLINE ø 4.3 ●

Regular platform

TMICSR10 · Height 1 mm.
TMICSR20 · Height 2 mm.
TMICSR30 · Height 3 mm.
TMICSR40 · Height 4 mm.



SCREWLINE ø 5.0 ●

Wide platform

TMICSW10: · Height 1 mm.
TMICSW20: · Height 2 mm.
TMICSW30: · Height 3 mm.
TMICSW40: · Height 4 mm.

DENTAURUM



TIOLOGIC M ●

Regular platform

TMIDTM10 · Height 1 mm.
TMIDTM20 · Height 2 mm.
TMIDTM30 · Height 3 mm.

DENTSPLY



CX ANKYLOS ø 4.1 ●

Regular platform

TMIDA20 · Height 2 mm.
TMIDA30 · Height 3 mm.
TMIDA40 · Height 4 mm.



XIVE ø 3.4 ●

TMIIICNP10 · Height 1 mm.
TMIIICNP20 · Height 2 mm.
TMIIICNP30 · Height 3 mm.
TMIIICNP40 · Height 4 mm.



XIVE ø 3.8 ●

Regular platform

TMIDF3810 · Height 1 mm.
TMIDF3820 · Height 2 mm.
TMIDF3830 · Height 3 mm.
TMIDF3840 · Height 4 mm.

ECKERMANN



FRIADEN ø 4.5 ●

Wide platform

TMIDF454110 · Height 1 mm.
TMIDF454120 · Height 2 mm.
TMIDF454130 · Height 3 mm.
TMIDF454140 · Height 4 mm.



ALL SPIRAL ø 4.5 ●

TMIEAS40 · Height 4 mm.

EUROTEKNIKA



INTERNAL NP ø4.2 ●

TMINARP10 · Height 1 mm.
TMINARP20 · Height 2 mm.
TMINARP30 · Height 3 mm.
TMINARP40 · Height 4 mm.

GALIMPLANT



CI 4 ø 4.0 ●

Platform 4

TMIAAT3510 · Height 1 mm.
TMIAAT3520 · Height 2 mm.
TMIAAT3530 · Height 3 mm.

GLOBAL D



IN-KONE 4 ø 4.0 ●

Regular platform

TMIGIK20 · Height 2 mm.
TMIGIK30 · Height 3 mm.
TMIGIK40 · Height 4 mm.

GMI FRONTIER



FRONTIER ø 3.5 ●

Regular platform

TMIGFRP10 · Height 1 mm.
TMIGFRP20 · Height 2 mm.
TMIGFRP30 · Height 3 mm.
TMIGFRP40 · Height 4 mm.

3i



CERTAIN NP ø 3.4 ●

Narrow platform

- TMICNP10 · Height 1 mm.
- TMICNP20 · Height 2 mm.
- TMICNP30 · Height 3 mm.
- TMICNP40 · Height 4 mm.



CERTAIN RP ø 4.1 ●

Regular platform

- TMICRP10 · Height 1 mm.
- TMICRP20 · Height 2 mm.
- TMICRP30 · Height 3 mm.
- TMICRP40 · Height 4 mm.
- TMICRP50 · Height 5 mm.
- TMICRP60 · Height 6 mm.



CERTAIN WP ø 5.0 ●

Wide platform

- TMICWP10 · Height 1 mm.
- TMICWP20 · Height 2 mm.
- TMICWP30 · Height 3 mm.
- TMICWP40 · Height 4 mm.



OSSEOTITE MICROMINI EXTERNA ø 3.4 ●

Narrow platform

- TMIIOMM20 · Height 2 mm.
- TMIIOMM30 · Height 3 mm.
- TMIIOMM40 · Height 4 mm.

LASAK



BIONIQ QR ●

- TMISBNC05 · Height 0.5 mm.
- TMISBNC10 · Height 1 mm.
- TMISBNC20 · Height 2 mm.
- TMISBNC30 · Height 3 mm.
- TMISBNC40 · Height 4 mm.

KLOCKNER



CONE ESSENTIAL ø 4.5 ●

Regular platform

- TMIKCR4110 · Height 1 mm.
- TMIKCR4120 · Height 2 mm.
- TMIKCR4130 · Height 3 mm.
- TMIKCR4140 · Height 4 mm.



CONE ESSENTIAL ø 6.0 ●

Wide platform

- TMIKCEW10 · Height 1 mm.
- TMIKCEW20 · Height 2 mm.
- TMIKCEW30 · Height 3 mm.



SK2 ø 4.2 ●

Regular platform

- TMIKSKR30 · Height 3 mm.
- TMIKSKR40 · Height 4 mm.



SK2 ø 5.5 ●

Wide platform

- TMIKSKW30 · Height 3 mm.
- TMIKSKW40 · Height 4 mm.



S3M ø 3.3 ●

Narrow platform

- TMIKSMN30 · Height 3 mm.
- TMIKSMN40 · Height 4 mm.



VEGA RV ●

- TMIKVRV10 · Height 1 mm.
- TMIKVRV20 · Height 2 mm.
- TMIKVRV30 · Height 3 mm.
- TMIKVRV40 · Height 4 mm.

MICRODENT



TRYLOGIC ø 3.8 ●

Narrow platform

- TMIMT3810 · Height 1 mm.
- TMIMT3820 · Height 2 mm.
- TMIMT3830 · Height 3 mm.
- TMIMT3840 · Height 4 mm.



TRYLOGIC ø 4.3 ●

Regular platform

- TMIMT4310 · Height 1 mm.
- TMIMT4320 · Height 2 mm.
- TMIMT4330 · Height 3 mm.
- TMIMT4340 · Height 4 mm.



TRYLOGIC ø 5.1 ●

Wide platform

- TMIMT5110 · Height 1 mm.
- TMIMT5120 · Height 2 mm.
- TMIMT5130 · Height 3 mm.
- TMIMT5140 · Height 4 mm.



TRYLOGIC ø 5.6 ●

Wide platform

- TMIMT5610 · Height 1 mm.
- TMIMT5620 · Height 2 mm.
- TMIMT5630 · Height 3 mm.
- TMIMT5640 · Height 4 mm.



GENIUS ø 4.0 ●

- TMIMG4010 · Height 1 mm.
- TMIMG4020 · Height 2 mm.
- TMIMG4030 · Height 3 mm.



SYSTEM ø 4.2 ●

- TMIMS4220 · Height 2 mm.
- TMIMS4230 · Height 3 mm.

● RESTORATE WITH BTI PLATFORM COMPONENTS 3.5 Ø

● RESTORATE WITH BTI UNIVERSAL PLATFORM COMPONENTS

● RESTORATE WITH BTI UNIVERSAL WIDE COMPONENTS

MIS



SEVEN SP \varnothing 3.75 ●

Regular platform

TMIZSNP10 · Height 1 mm.
TMIZSNP20 · Height 2 mm.
TMIZSNP30 · Height 3 mm.
TMIZSNP40 · Height 4 mm.



SEVEN WP \varnothing 4.5 ●

Regular platform

TMZSRP10 · Height 1 mm.
TMZSRP20 · Height 2 mm.
TMZSRP30 · Height 3 mm.
TMZSRP40 · Height 4 mm.

NEODENT



GM ●

Regular platform

TMINANP10 · Height 1 mm.
TMINANP20 · Height 2 mm.
TMINANP30 · Height 3 mm.
TMINANP40 · Height 4 mm.

NOBEL BIO CARE



REPLACE \varnothing 3.5 ●

Narrow platform

TMINRNP10 · Height 1 mm.
TMINRNP20 · Height 2 mm.
TMINRNP30 · Height 3 mm.
TMINRNP40 · Height 4 mm.



REPLACE \varnothing 4.3 ●

Regular platform

TMINRRP10 · Height 1 mm.
TMINRRP20 · Height 2 mm.
TMINRRP30 · Height 3 mm.
TMINRRP40 · Height 4 mm.



REPLACE \varnothing 5.0 ●

Wide platform

TMINRWP10 · Height 1 mm.
TMINRWP20 · Height 2 mm.
TMINRWP30 · Height 3 mm.
TMINRWP40 · Height 4 mm.



ACTIVE \varnothing 3.5 ●

Narrow platform

TMINANP10 · Height 1 mm.
TMINANP20 · Height 2 mm.
TMINANP30 · Height 3 mm.
TMINANP40 · Height 4 mm.



ACTIVE \varnothing 4.3 ●

Regular platform

TMINARP10 · Height 1 mm.
TMINARP20 · Height 2 mm.
TMINARP30 · Height 3 mm.
TMINARP40 · Height 4 mm.



ACTIVE \varnothing 5.1 ●

Wide platform

TMINAWP10 · Height 1 mm.
TMINAWP20 · Height 2 mm.
TMINAWP30 · Height 3 mm.
TMINAWP40 · Height 4 mm.



BRANEMARK \varnothing 3.3 ●

Narrow platform

TMINBNP15 · Height 1.5 mm.
TMINBNP20 · Height 2 mm.
TMINBNP30 · Height 3 mm.
TMINBNP40 · Height 4 mm.



BRANEMARK \varnothing 5.1 ●

Wide platform

TMINBWP20 · Height 2 mm.
TMINBWP30 · Height 3 mm.
TMINBWP40 · Height 4 mm.

PHIBO



TSH S2 \varnothing 3.3 ●

Super Narrow Platform

TMIPTSH220 · Height 2 mm.
TMIPTSH230 · Height 3 mm.



TSA S3 ●

TMIPTSAS310 · Height 1 mm.
TMIPTSAS320 · Height 2 mm.
TMIPTSAS330 · Height 3 mm.



TSA S4 ●

TMIPTSAS410 · Height 1 mm.
TMIPTSAS420 · Height 2 mm.
TMIPTSAS430 · Height 3 mm.

OSPOL



OSPOL AB ●

Regular platform

TMIAT3505 · Height 0.5 mm.
TMIAT3510 · Height 1 mm.
TMIAT3520 · Height 2 mm.
TMIAT3530 · Height 3 mm.
TMIAT3540 · Height 4 mm.

OXTEIN



INTERNAL \varnothing 4 ●

TMIAT3505 · Height 0.5 mm.
TMIAT3510 · Height 1 mm.
TMIAT3520 · Height 2 mm.
TMIAT3530 · Height 3 mm.
TMIAT3540 · Height 4 mm.



M12 \varnothing 4 ●

TMIAH3510 · Height 1 mm.
TMIAH3520 · Height 2 mm.
TMIAH3530 · Height 3 mm.
TMIAH3540 · Height 4 mm.

STRAUMANN



BONE LEVEL \varnothing 3.5

Narrow platform

TMISBNC05 · Height 0.5 mm.
TMISBNC10 · Height 1 mm.
TMISBNC20 · Height 2 mm.
TMISBNC30 · Height 3 mm.
TMISBNC40 · Height 4 mm.



BONE LEVEL \varnothing 4.8

Regular platform

TMISBRC05 · Height 0.5 mm.
TMISBRC10 · Height 1 mm.
TMISBRC20 · Height 2 mm.
TMISBRC30 · Height 3 mm.
TMISBRC40 · Height 4 mm.



STANDARD \varnothing 3.5

Narrow platform

TMISSPNN20 · Height 2 mm.
TMISSPNN30 · Height 3 mm.
TMISSPNN40 · Height 4 mm.



STANDARD \varnothing 4.8

Regular platform

TMISSRN10 · Height 1 mm.
TMISSRN20 · Height 2 mm.
TMISSRN30 · Height 3 mm.
TMISSRN40 · Height 4 mm.



STANDARD \varnothing 6.5

Wide platform

TMISSWN20 · Height 2 mm.
TMISSWN30 · Height 3 mm.
TMISSWN40 · Height 4 mm.

SWEDEN & MARTINA



PREMIUM \varnothing 3.3

Narrow platform

TMISSH3310 · Height 1 mm.
TMISSH3320 · Height 2 mm.
TMISSH3330 · Height 3 mm.
TMISSH3340 · Height 4 mm.



KOHNO \varnothing 3.8

Regular platform

TMISK3810 · Height 1 mm.
TMISK3820 · Height 2 mm.

TRS



INTERNAL \varnothing 3.5

Narrow platform

TMITRS3520 · Height 2 mm.
TMITRS3530 · Height 3 mm.



INHEX STANDARD

TMINANP10 · Height 1 mm.
TMINANP20 · Height 2 mm.
TMINANP30 · Height 3 mm.

ZIACOM



ZINIC RP \varnothing 3.5

Regular platform

TMIZZRP10 · Height 1 mm.
TMIZZRP20 · Height 2 mm.
TMIZZRP30 · Height 3 mm.
TMIZZRP40 · Height 4 mm.

ZIMMER



SCREW VENT \varnothing 3.5

Narrow platform

TMIZSNP10 · Height 1 mm.
TMIZSNP20 · Height 2 mm.
TMIZSNP30 · Height 3 mm.
TMIZSNP40 · Height 4 mm.



INTEGRAL \varnothing 4.0

Regular platform

TMIZI420 · Height 2 mm.
TMIZI430 · Height 3 mm.



SCREW VENT \varnothing 4.5

Regular platform

TMIZSRP10 · Height 1 mm.
TMIZSRP20 · Height 2 mm.
TMIZSRP30 · Height 3 mm.
TMIZSRP40 · Height 4 mm.



SCREW VENT \varnothing 5.7

Wide platform

TMIZSWP10 · Height 1 mm.
TMIZSWP20 · Height 2 mm.
TMIZSWP30 · Height 3 mm.
TMIZSWP40 · Height 4 mm.



SPLINE \varnothing 3.25

Narrow platform

TMIZSP3220 · Height 2 mm.
TMIZSP3230 · Height 3 mm.
TMIZSP3240 · Height 4 mm.



SPLINE \varnothing 3.75

Regular platform

TMIZSP3720 · Height 2 mm.
TMIZSP3730 · Height 3 mm.
TMIZSP3740 · Height 4 mm.



BTI Sales

San Antonio, 15 - 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · SPAIN
Tel.: +34 945 140 024
pedidos@bticomercial.com

B.T.I.

Biotechnology Institute S.L.
Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava) Spain
bti.implantes@bti-implant.es

Subsidiaries

GERMANY

Tel. +49 7231 428060
info@bti-implant.de

FRANCE

Tel: +33 (5) 54530209
serviceclient@bti-implant.fr

ITALY

Tel.: +39 0270605067
info@bti-implant.it

MEXICO

Tel: (52) 55 52502964
bti.mexico@bti-implant.com

PORTUGAL

Tel: (351) 22 120 1373
bti.portugal@bticomercial.com

UK

Tlf: +44 02039 661873
customerservice@bti-implant.co.uk

USA

Tel.: +1 215 646-4067
info@bti-implant.us

www.bti-biotechnologyinstitute.com

NOTE: consult your distributor for the availability of the product in the different markets.